

Số: 292 /BG-VTTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty.

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua linh kiện thay thế, sửa chữa bảo trì cho máy móc thiết bị phòng thí nghiệm của Khoa Kỹ thuật Y sinh như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	Thay thế linh kiện			
1	Sensor áp suất: (Dùng cho máy đông khô Labconco, model: 7752030, Mỹ)	Cái	1	
2	Dầu chân không ULVAC, Nhật Bản (Dùng cho bơm không ULVAC, model: VD201, Nhật Bản)	Can/20 lít	1	
3	Dầu máy bơm chân Edwards ultragrade 19 vacuum oil, CANADA (Dùng cho máy đông khô Labconco, model: 7752030, Mỹ)	Can/4 lít	1	
4	Lõi lọc 1 (Sợi nhựa PP) (Dùng cho Bộ cốc lọc đầu nguồn Kangaroo KG01G3)	Cái	2	
5	Lõi lọc 2 (Than hoạt tính gáo dừa) (Dùng cho Bộ cốc lọc đầu nguồn Kangaroo KG01G3)	Cái	1	
6	Lõi lọc 3 (Hạt ion) (Dùng cho Bộ cốc lọc đầu nguồn Kangaroo KG01G3)	Cái	3	
7	Lõi số 1 (PP 5 micron) (Dùng cho máy lọc nước RO Hydrogen Kangaroo KGRP09HQ)	Cái	4	
8	Lõi số 2 (Than hoạt tính) (Dùng cho máy lọc nước RO Hydrogen Kangaroo KGRP09HQ)	Cái	2	
9	Lõi số 3 (PP 1 micron)	Cái	1	

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	(Dùng cho máy lọc nước RO Hydrogen Kangaroo KGRP09HQ)			
10	Lõi lọc số 1: Smax ProV1 (Dùng cho máy lọc nước Karofi, model: KAQ-U95)	Cái	1	
11	Lõi lọc số 2: Smax ProV 2 ProV1 (Dùng cho máy lọc nước Karofi, model: KAQ-U95)	Cái	1	
12	Lõi lọc số 3: Smax ProV 3 (Dùng cho máy lọc nước Karofi, model: KAQ-U95)	Cái	1	
13	Bộ lõi Karofi Smax hiệu suất cao HP 6.2 (Dùng cho máy lọc nước Karofi, model: KAQ-U95)	Cái	1	
14	Màng RO PURIFILM (Dùng cho máy lọc nước Karofi, model: KAQ-U95)	Cái	1	
15	Màng lọc (Cho Tủ ủ CO2, hãng PHCBI Model: MCO-170AICUVL-PE PHCBI)	Cái	1	
16	Màng lọc (Dùng cho Tủ ủ CO2 hãng ESCO Model: CCL-170B-8 Serial: 2020-149722 Hãng: ESCO)	Cái	1	
17	Màng lọc (Dùng cho Tủ an toàn sinh học ESCO Class II BSC Airstream Model: AC2-4E8 Serial: 2015-102628 Hãng: ESCO)	Bộ	1	

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
18	Đèn UV UVC-T8 30W G13 ledvance (Dùng cho Tủ an toàn sinh học ESCO Class II BSC Airstream Model: AC2-4E8 Serial: 2015-102628 Hãng: ESCO)	Cái	5	
19	Đèn chiếu sáng philips essential view TL5 28W (Dùng ho Tủ an toàn sinh học ESCO Class II BSC Airstream Model: AC2-4E8 Serial: 2015-102628 Hãng: ESCO)	Cái	6	
20	Dầu soi kính hiển vi Hãng: Sigma Code: 1.04699.0100	Chai/ 100ml	1	
II	Bảo trì và sửa chữa			
1	Sửa chữa máy bơm chân không (Dùng cho máy đông khô Labconco, model: 7752030, Mỹ)	Cái	1	Máy không xuống được áp suất
2	Ron cửa Tủ -80 độ C Model: MDF-U33V-PB	Cái	1	
3	Sơn chống ăn mòn, thay đèn, thay/sửa quạt hút Tủ đựng hóa chất bay hơi Model: PL-HC1200 Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	Khảo sát để biết hiện trạng
4	Sơn chống ăn mòn, bảo dưỡng quạt hút, thay đèn cho Tủ Fumehood Model: ADC-5B1 Huỳnh Phát CO., LDT	Cái	1	Khảo sát để biết hiện trạng
5	Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn Thiết bị xác định kích thước hạt thế zeta Model: Malvern	Cái	1	
6	Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, hiệu chuẩn Máy lưu biến và bộ lưu điện đi kèm máy	Cái	1	

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	Model: HAAKE MARS 60, Thermo Scientific			
7	Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, hiệu chuẩn máy Microplate reader Model: Thermo Scientific Varioskan Lux Multimodal Microplate Reader	Cái	1	
8	Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng Kính hiển vi Labomed Model: CXL 9135000-795	Cái	6	

Kính mời đơn vị chào giá với nội dung:

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.
- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM.

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế.

- Địa chỉ: khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM.
- Người liên hệ: Trần Quốc Vũ.
- Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế.
- Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556.

Thời gian nhận báo giá: **Đến hết ngày 21/11/2025.**

Đề nghị Quý công ty ghi rõ ngoài bì thư: Báo giá cho Thư mời chào giá số 292 /BG-VTTB.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.VTTB.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Thanh Lịch